


FICHA TÉCNICA

CEPILLO CITOLÓGICO
100 PIEZAS

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ

IRSA-180-00 No Estéril
IRSA-181-00 Estéril empaque individual

Dispositivo para toma de muestra del canal endocervical, con cepillo colector celular no desprendible, de forma cilíndrica integrado por filamentos de plástico, distribuidos de forma espiral en una base de alambre. Con mango de plástico aristado semirrígido.



PRESENTACIÓN		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
IRSA-180-00	No Estéril	Bolsa con 100 piezas
IRSA-181-00	Estéril empaque individual	Bolsa con 100 piezas

CALIDAD MÉDICA

Fabricado con materiales de alta calidad para un desempeño confiable y seguro.

CEPILLO EFECTIVO

Filamentos plásticos distribuidos en espiral para una recolección óptima de células.

MANGO ARISTADO

Diseño semirrígido que brinda control y comodidad durante el procedimiento.

USO CLÍNICO

Diseñado para la toma de muestras del canal endocervical de forma segura y eficiente.

PRESENTACIÓN

Opciones no estéril y estéril empaque individual para adaptarse a los requisitos de cada institución.

NO ESTÉRIL / ESTÉRIL

Disponibilidad en versión no estéril y estéril empaque individual.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipo:	Cepillo citológico
Uso:	Toma de muestra del canal endocervical
Cepillo colector:	No desprendible, forma cilíndrica con filamentos plásticos en espiral sobre base de alambre
Mango:	Plástico aristado semirrígido
Esterilidad:	No estéril / Estéril empaque individual
Presentación:	Bolsa con 100 piezas
Color:	Azul
Empaque:	IRSA-180-00: Bolsa con 100 piezas IRSA-181-00: Bolsa con 100 piezas estériles, empaque individual

DIMENSIONES

1. MANGO ARISTADO

Largo:	173.00 a 200.00 mm
Ancho:	2.7 a 3.0 mm

2. CEPILLO

Largo:	19.0 a 23.0 mm
Diámetro Mayor:	5.5 a 7.5 mm ± 1 mm
Diámetro menor:	4.0 a 7.0 mm ± 1 mm
Largo de la punta:	4.0 a 7.0 mm
Diámetro del filamento:	0.00635 ± 0.02 mm
Diámetro del alambre:	0.51 a 0.67 mm

APLICACIONES

Ginecología

Citología

Detección

Clínicas

Hospitales

Laboratorios

Uso profesional

PRODUCTO DE USO MÉDICO. DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.