

FICHA TÉCNICA

ESPÁTULA DE AYRE
MODIFICADA DE
POLIESTIRENO CRISTAL (PS)

INDUSTRIAS RUISÁNCHEZ

IRSA-200-00 100 PIEZAS
IRSA-201-00 500 PIEZAS



Dispositivo alargado de poliestireno cristal de primera, con dos extremos diferentes, superficie lisa, puntas redondeadas, aristas y bordes pulidos.



MATERIAL DE PRIMERA

Poliestireno cristal (PS) de alta claridad y resistencia.



SUPERFICIE LISA

Acabado pulido, sin rebabas para un uso seguro y cómodo.



DOS EXTREMOS DIFERENTES

Diseño funcional para diversas aplicaciones ginecológicas.



DESECHABLE

Producto de un solo uso, no requiere limpieza ni esterilización.



PRESENTACIONES

Disponible en presentaciones de 100 y 500 piezas.




USO MÉDICO


Diseñada para procedimientos ginecológicos.

PRESENTACIONES		
CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
IRSA-200-00	Espátula de Ayre modificada de Poliestireno Cristal (PS)	100 piezas
IRSA-201-00	Espátula de Ayre modificada de Poliestireno Cristal (PS)	500 piezas


DIMENSIONES GENERALES



EXTREMO BIFURCADO (FORMA HUESO)



EXTREMO CÓNICO CON PUNTA



INFORMACIÓN TÉCNICA	
Material:	Poliestireno cristal (PS) de primera
Color:	Transparente
Superficie:	Lisa y pulida
Extremos:	Un extremo bifurcado (forma de hueso) y un extremo cónico con punta
Puntas:	Redondeadas
Aristas y bordes:	Pulidos, sin rebabas
Uso:	Dispositivo desechable para uso ginecológico
Esterilización:	No estéril
Presentaciones:	IRSA-200-00: 100 piezas IRSA-201-00: 500 piezas



Ginecología



Toma de muestras citológicas



Procedimientos Papanicolaou



Clinicas



Hospitales



Laboratorios

⚠ PRODUCTO DE UN SOLO USO. NO REUTILIZAR.



C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.



Tel: 5575751661
5575751662
5571602454
5571587031



ventas@laborwasserdemexico.com



www.laborwasserdemexico.com



Labor Wasser de México, SA de CV



@labor_wm