



Recambio de yoduro potásico para el dispensador SwifTest

Ref. producto: 107760
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Repuesto de vial de yoduro potásico para el dispensador de reactivo SwifTest. Utilizado con el valorador amperométrico Autocat 9000 para la determinación de cloro total. 300 tests aproximadamente.

Especificaciones

Instrumento:	Autocat 9000
Método:	Valoración amperométrica
Número del método:	10025
Plataforma:	Swiftest
Rango de medición:	0.0051 - 5.000 mg/L Cl ₂
Rango de medición (2):	0,0012 - 5,000 mg/L Cl ₂