



Recipiente, PP, formato bajo, 100 mL

Ref. producto:	108042
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Los recipientes estilo Griffin (formato bajo) de Nalgene son el estándar del sector para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio. Graduaciones impresas de alta calidad en tamaños de ≥ 250 mL. El borde de punta ancha y la boquilla de vertido moldeada minimizan el vertido al transferir líquidos. Esterilizable en autoclave, no tóxico y biológicamente inerte. Los volúmenes y las graduaciones son aproximados.

Especificaciones

Capacidad:	100 mL
Diámetro:	63,0 mm con boquilla
Material carcasa:	Polipropileno
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each