



Vaso de polipropileno de forma baja, 600 ml

Ref. producto: 108052
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Griffin forma baja. Para uso general en laboratorio. No tóxico, no contaminante e inerte biológicamente. Esterilizable en autoclave. Combina vertido sin goteo, durabilidad y translucidez. Escalas de volumen aproximado moldeadas para tamaños pequeños. Los vasos de 250 ml y más grandes tienen las graduaciones en serigrafía y doble boquilla para verter mas fácilmente. Nalgene.

No tóxico, no contaminante e inerte biológicamente

Doble canal para facilitar el vertido

Esterilizable en autoclave

Especificaciones

Capacidad:	600 mL
Diámetro:	110.7 mm with spout
Instrumento:	All except DR/4000, PC II
Número del método:	8006
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each