



Vaso, polipropileno, forma baja, 1000 ml

Ref. producto: 108053
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Los vasos estilo Griffin (forma baja) Nalgene son el estándar de la industria para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio. Las graduaciones están impresas en serigrafía de alta calidad en tamaño de 250 ml. El borde grueso y el pico vertedor moldeado minimizan el derramamiento durante la transferencia del líquido. Esterilizable en autoclave, no tóxico y biológico. Los volúmenes y las graduaciones son aproximadas.

Especificaciones

Capacidad:	1000 mL
Diámetro:	129.8 mm with spout
Material carcasa:	Polypropylene
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each