



Vaso de precipitado de polipropileno de forma baja de 50 mL, paquete de 12

Ref. producto: 108071

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Los vasos estilo Griffin (forma baja) Nalgene son el estándar de la industria para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio. Las graduaciones están impresas en serigrafía de alta calidad en tamaño de 250 ml. El borde grueso y el pico vertedor moldeado minimizan el derramamiento durante la transferencia del líquido. Esterilizable en autoclave, no tóxico y biológico. Los volúmenes y las graduaciones son aproximadas.

Especificaciones

Capacidad:	50 mL
Diámetro:	51.1 mm with spout
Material carcasa:	Polypropylene
Volumen / tamaño de embalaje:	12 /pk