



Vaso, polipropileno, forma baja, 100 ml, 12/env.

Ref. producto:	108072
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Los vasos estilo Griffin (forma baja) Nalgene son el estándar de la industria para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio. Las graduaciones están impresas en serigrafía de alta calidad en tamaño de 250 ml. El borde grueso y el pico vertedor moldeado minimizan el derramamiento durante la transferencia del líquido. Esterilizable en autoclave, no tóxico y biológico. Los volúmenes y las graduaciones son aproximadas.

Especificaciones

Capacidad:	100 mL
Diámetro:	63.0 mm with spout
Material carcasa:	Polypropylene
Volumen / tamaño de embalaje:	12 /pk