



Probeta, graduada, polipropileno, 25 ml $\pm 0,3$ ml, divisiones de 0,5 ml

Ref. producto:	108140
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

Probeta y base de polipropileno. Todos los tamaños tienen una tapa vertedora grande y graduaciones moldeadas grandes y fáciles de leer. Puede esterilizarse químicamente sin afectar la exactitud. Puede esterilizarse en autoclave, pero la exactitud puede afectarse negativamente. La probeta cumple con los requisitos de exactitud de ASTM clase B, E1272, Estándar ISO 6706 y CFR 21, parte 177.1520.

Especificaciones

Capacidad:	25 mL
Certificaciones:	None
Material carcasa:	PP
Método de medición:	To Deliver/To Contain
Tipo:	Métrica simple
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each