



Embudo Analítico de 114 mL de volumen aproximado

Ref. producto: 108368
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

El embudo estándar de vástago largo satisface las necesidades de una amplia gama de aplicaciones. Las nervaduras apiladas impiden que se produzca el compartimiento hermético que suele ocurrir durante las canalizaciones y las filtraciones. La inclinación de 58 grados de la pendiente del cono permite que los líquidos o las sustancias sólidas pequeñas fluyan de forma rápida y fácil. Su construcción en polipropileno lo hace resistente a los químicos y totalmente esterilizable en autoclave.

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 each