



## Solución estándar de sílice, 1 mg/L de SiO<sub>2</sub> (NIST), 500 mL

|                |             |
|----------------|-------------|
| Ref. producto: | 110649      |
| EUR Precio:    | Contáctenos |
| Disponible     |             |

Estándar monoparámetro para aseguramiento de la calidad analítica.

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de sílice

---

### Especificaciones

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Concentración:                | 1 mg/L SiO <sub>2</sub>                                  |
| Descripción:                  | Solución estándar de sílice como SiO <sub>2</sub> (NIST) |
| Parámetro:                    | Sílice                                                   |
| Plataforma:                   | Solución                                                 |
| Volumen / tamaño de embalaje: | 500 mL                                                   |