



Sobre de reactivo en polvo para la determinación de bario, de 2 a 100 mg/L de Ba

Ref. producto:

1206499

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de bario con el método turbidimétrico. 100/paquete

Especificaciones

Instrumento:	Todos excepto PC II
Método:	Turbidimétrico
Número de tests:	100
Número del método:	8014
Parámetro:	Bario
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	2 - 100 mg/L Ba
Volumen / tamaño de embalaje:	100/paquete