



SulfaVer® 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, 25-mL, pk/1000

Ref. producto:

1206528

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Sulfato. Para muestra de 25 ml.

Para la determinación de Sulfato mediante el método turbidimétrico SulfaVer® 4. Aceptado por USEPA para la elaboración de informes de análisis de aguas residuales utilizando el método Hach 8051. Rango: hasta 70 mg/l. Tamaño de la muestra: 25 ml. Paquete de 1000 sobres de powder pillows.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000
Método:	SulfaVer 4
Número de tests:	1000
Número del método:	8051
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	2 - 70 mg/L SO ₄
Volumen / tamaño de embalaje:	1000 Paquete