



Sobres de reactivo en polvo, ChromaVer 3, cromo, 25 mL, paquete de 1000

Ref. producto:

1206628

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de cromo hexavalente con el método de difenilcarbohidracida. Aceptado por USEPA (United States Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) para el análisis de aguas residuales mediante el método Hach 8023. Rango: hasta 0,70 mg/L Cr. Tamaño de la muestra: 25 mL.

Especificaciones

EPA compliant:

Sí

Método:

1,5 difenilcarbohidracida

Plataforma:

Powder Pillows