



ChromaVer Cromo, reactivo powder pillow, 0-0,60 mg/l Cr6+

Ref. producto:

1206699

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cromo, hexavalente y total. Para muestra de 25 ml. 100/paquete

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	1,5 difenilcarbohidracida
Número de tests:	100
Número del método:	8023
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0 - 1,00 mg/L Cr ⁶⁺
Volumen / tamaño de embalaje:	100 Paquete