



Rellenador de pipeta, 3 válvulas

Ref. producto: 1218900
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Funcionamiento sencillo “1-2-3”. Apretar la válvula “1” para descargar el aire de la perilla superior. Apretar la válvula “2” para tomar la muestra. Apretar la válvula “3” para administrar. Se adapta a todas las pipetas de tamaño estándar. Silicona de larga duración. Cumple los requisitos de OSHA. Se adapta a pipetas de hasta 50 mL y tiene una apertura de 1,4 pulg. de diámetro.

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 each