



Solución estándar de ácido sulfúrico, 1,000 N, 100 ml, BCG

Ref. producto: 127032
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Solución estándar de ácido sulfúrico multiuso para ajustes del pH

Especificaciones

Ajustes del envase:	Botella
Aplicación:	Ajuste de pH
Descripción:	Tampón
Fórmula:	H ₂ SO ₄ 1 N
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	100 mL