



Sobres de reactivo en polvo, ChromaVer 3, cromo, 5 o 10 mL, paquete de 1000

Ref. producto:

1271028

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de cromo hexavalente con el método de difenilcarbohidracida. Aceptado por USEPA (United States Environmental Protection Agency, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) para el análisis de aguas residuales mediante el método Hach 8023, método de difenilcarbohidracida. Tamaño de la muestra fotométrica: 10 mL. Rango fotométrico: hasta 0,70 mg/L. Tamaño de la muestra: 5 mL. Rango del kit: hasta 1,50, paquete de 1000 sobres en polvo.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2000 y DR/900
Método:	1,5 difenilcarbohidracida
Número de tests:	1000
Número del método:	8023
Parámetro:	Cromo
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺