



ChromaVer Sobres de reactivo en polvo para la determinación de cromo, de 0,010 a 0,700 mg/L de Cr (VI)

Ref. producto:

1271099

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cromo, hexavalente y total. Para muestra de 10 mL.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos excepto DR/3000, DR/2000, DR/850 y DR/820
Método:	1,5 difenilcarbohidracida
Número de tests:	100
Número del método:	8023
Parámetro:	Cromo
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,010 - 0,700 mg/L Cr ⁶⁺
Volumen / tamaño de embalaje:	Paquete