



## Solución estándar de cobre, 100 mg/L como Cu (NIST), 100 mL

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Ref. producto:</b> | <b>12842</b> |
| EUR Precio:           | Contáctenos  |
| Disponible            |              |

Para comprobar la exactitud de las determinaciones de cobre.

---

### Especificaciones

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Concentración: | 100 mg/L                                  |
| Descripción:   | Solución estándar de cobre como Cu (NIST) |
| Plataforma:    | Solución                                  |