



Soporte de filtro, Magnético

Ref. producto: 1352900
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Fabricado en polifenilsulfona resistente esterilizable en autoclave. El cierre magnético sin fugas permite la operación con una mano para recuperación del filtro. Pantalla de soporte incluida. Embudo graduado: 300 mL (incrementos de 50 mL). El vástago cabe en un tapón n.º 8 (no incluido).

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: Each 1