



Filtro, membrana, tamaño de los poros 0,45 µmm, diámetro de 47 mm, paq. 100, simple, no estéril

Ref. producto: 1353000
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

Los medios mezclados de esteres de celulosa blanco permiten obtener la máxima retención, recuperación y enumeración de microorganismos. Los filtros son ideales para realizar la filtración por membrana de coliformes totales y fecales, E. coli, especies de estreptococos, bacterias heterotróficas y hongos. Cumple o

Cumple o supera las especificaciones USEPA y ASTM

Proporciona la máxima retención, recuperación y enumeración de microorganismos

Especificaciones

Diámetro:	47 mm
Material:	Éster de celulosa mixta
Tamaño de poro:	0.45 µm
Volumen / tamaño de embalaje:	Pk 100