



Filtro, membrana, 0,45 µmm, diámetro de 47 mm, paq. 200, sin almohadilla

Ref. producto: 1353001

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Estos filtros de membrana de 47 mm de diámetro y de 0,45 µmm de tamaño de poros GN-Metricel cumplen o superan todas las especificaciones de la Agencia de protección ambiental de Estados Unidos (USEPA) y de la Sociedad estadounidense de pruebas y materiales (ASTM) para garantizar la retención completa y la recuperación máxima de

Soluciones integrales para realizar pruebas en aguas de recreacionales "balnearios"

Hach brinda una variedad de medios y aparatos para satisfacer

los requerimientos de pruebas de agua de recreación "balnearios".

Soluciones integrales para realizar pruebas en aguas residuales

Hach brinda una variedad de medios y aparatos para satisfacer

los requerimientos de pruebas de agua de balnearios.

Soluciones integrales para realizar pruebas en agua potable

Cualquiera sea el método elegido por un cliente para examinar muestras de agua potable, Hach cuenta con medios preparados y aparatos convenientes para facilitar un rápido proceso de realización de pruebas.

Especificaciones

Diámetro:	47 mm
Material:	Éster de celulosa mixta
Tamaño de poro:	0.45 µm
Volumen / tamaño de embalaje:	200