



Filtro, membrana, tamaño de poro 0,45 µmm, diámetro 47 mm, 1000/env., sin almohadilla

Ref. producto: 1353002

EUR Precio: Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Estos filtros de membrana de 47 mm de diámetro, 0,45-µmm de tamaño de poro GN-Metricel cumplen o superan todas las especificaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA, del inglés U.S. Environmental Protection Agency) y la Asociación estadounidense para pruebas y materiales (ASTM, del inglés American Society for Testing and Materials) para asegurar la retención completa y la máxima recuperación de

Garantiza una total retención y la máxima recuperación de bacterias

Libre de fosfato

Especificaciones

Diámetro:	47 mm
Material:	Mixed-Cellulose Ester
Tamaño de poro:	0.45 µm
Volumen / tamaño de embalaje:	1000