



Sobres de reactivo en polvo, NitraVer 5, nitrato, 25 mL, paquete de 1000

Ref. producto:

1403428

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de nitrógeno, nitrato.

Especificaciones

Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Reducción con cadmio
Número de tests:	1000
Número del método:	8171
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,3 - 30,0 NO ₃ ⁻ -N
Rango de medición (2):	0,1 - 10,0 mg/L NO ₃ ⁻ -N
Volumen / tamaño de embalaje:	1000 /pk