



NitraVer 5 Nitrato, reactivo Powder Pillow, 0,1-10 mg/L NO₃-N

Ref. producto:

1403499

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Nitrato. Para muestras de 25 mL, pk 100.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	NitraVer 5, reactivo Nitrato, Powder Pillow, 25 mL
Instrumento:	DR 3000, DR 2000
Método:	Reducción de Cadmio
Número de tests:	100
Número del método:	8171 MR
Parámetro:	Nitrato
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.3 - 30.0 NO ₃ -N
Rango de medición (2):	0,1 - 10,0 mg/L NO ₃ -N
Vida útil:	36 meses
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk