



Bureta de acrílico de 25 mL

Ref. producto: 1405940
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

El cuerpo de acrílico transparente duradero está calibrado individualmente para cumplir con los requisitos de exactitud de ASTM E287. Llave de paso a prueba de pérdidas con tapón PTFE autolubrificante. Excelente para el uso general de campo o laboratorio en aplicaciones escolares, industriales, municipales o gastronómicas.

Especificaciones

Capacidad:	25 mL
Graduaciones:	0.1 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each