



Matraz volumétrico de polipropileno de 100 mL

Ref. producto: 1406042
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Matraz de polipropileno y tapa rosca. Duradero con excelente resistencia química, con la misma exactitud que el vidrio. Línea de graduación permanente con marca. Calibrado "para contener/entregar" a 20 °C. El matraz de capacidad 200/203 tiene marcas dobles útiles en (...)

Especificaciones

Capacidad:	100 mL
Volumen / tamaño de embalaje:	1 each