



Be Right™



Matraz, separador, polipropileno, 500 ml

Ref. producto: 1406149

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

La respuesta más económica para los embudos de vidrio más costosos y frágiles. Polipropileno, en forma de pera (Squibb) con llave de paso de TFE y tapa rosca de polipropileno. El cuerpo translúcido permite detectar fácilmente las capas de líquidos no miscibles, hasta el final

Especificaciones

Capacidad: 500 mL

Volumen / tamaño de embalaje: 1 each