



DPD, powder pillow, para determinar la presencia de Cloro total (paquete/100)

Ref. producto:

1406499

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Cloro total, LR 0,02-2,00 mg/l Cl₂, HR 0,1-10 mg/l Cl₂ y Bromo, 0,05-4,50 mg/l Br₂.

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	DPD
Número de tests:	100
Número del método:	10250 MR
Parámetro:	Cloro total, Bromo, Yodo
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Rango de medición (2):	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Rango de medición (3):	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk