



Nitriver 3, Sobres de reactivo en polvo para la determinación de nitrito, 25 mL, pk/1000

Ref. producto:

1406528

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana



Reactivo en polvo en paquete sellado para la determinación de Nitrógeno, Nitrito. Muestra de 25 ml, paq./1000

Especificaciones

Descripción:	NitriVer 3, reactivo powder pillow para la determinación de Nitrito, 25 ml
Instrumento:	DR/2000, DR/3000
Método:	Diazotización
Número de tests:	1000
Número del método:	8507
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 0,300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Volumen / tamaño de embalaje:	1000 Paquete