



NitriVer 3 Nitrito, reactivo powder pillow, 0,02-0,30 mg/l NO₂-N

Ref. producto:

1406599

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana



Reactivo en polvo en paquete sellado para la determinación de Nitrógeno, Nitrito. Muestra de 25 ml, paq./100

Especificaciones

Instrumento:	DR/2000, DR/3000
Método:	Diazotización
Número de tests:	100
Número del método:	8507
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0.002 - 0.300 mg/L NO ₂ ⁻ -N
Volumen / tamaño de embalaje:	100 Paquete