



DPD, powder pillow, para determinar la presencia de Cloro libre, (paquete/1000)

Ref. producto:

1407028

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de Cloro libre, muestra de 25 ml

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	DPD, reactivo Cloro libre, Powder Pillow, 25 mL
EPA compliant:	Sí
Método:	DPD
Número de tests:	1000
Número del método:	10069
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,02 - 2,00 mg/L Cl ₂
Rango de medición (2):	0,05 - 4,50 mg/L Cl ₂
Vida útil:	60 meses
Volumen / tamaño de embalaje:	1000 uds