



Sobres de reactivo en polvo para la determinación de cloro libre, DPD (paquete/100)

Ref. producto:

1407099

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en paquetes sellados para la determinación de cloro libre mediante el método de DPD. Para muestras de 25 ml.

Especificaciones

Condiciones de almacenamiento:	10 °C - 25 °C
Descripción:	Sobres de reactivo de DPD en polvo para la determinación de cloro libre, 25 ml
EPA compliant:	Sí
Instrumento:	Todos
Método:	DPD
Nota al pie:	*Generally, the DR 5000 performs the same methods as the DR/4000. The DR 2800 performs the same methods as the DR 2700, DR/2500, and DR/2400. Some exceptions do exist.
Número de tests:	Varies
Número del método:	10069
Parámetro:	Cloro libre
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Rango de medición (2):	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂
Vida útil:	60 meses
Volumen / tamaño de embalaje:	100 /pk