



Sobres de reactivo en polvo, NitriVer 3, nitrito, 5 mL, paquete de 1000

Ref. producto:

1407828

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Para la determinación de nitrito mediante el método de la diazotización NitriVer 3. Tamaño de la muestra de 5 mL. Para uso con test kits visuales de Hach. Intervalo: hasta 0,5 mg/L NO₂-N.

Especificaciones

Método:

Diazotización

Plataforma:

Powder Pillows