



Sobres de tampón en polvo, pH 8,00, paquete de 15

Ref. producto: 1407995
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Soluciones tampón de pH estándar para análisis de laboratorio y en campo

Sobres de tampón de pH en polvo para calibrar electrodos de pH. Cada sobre de reactivo en polvo sirve para preparar 50 mL de solución tampón fresca. Incoloro. pH 8,00 $\pm$ 0,02 a 25 °C. Paquete de 15 sobres de reactivo en polvo. Paquete de 15 sobres de reactivo en polvo.

Trazable con los materiales de referencia estándar de NIST

Ya sea en el laboratorio o en campo, es fundamental obtener resultados de confianza en las mediciones. La calidad de las soluciones tampón de pH estándar que se utilizan es muy importante.

Para su uso con la gama de medidores de Hach y de otros fabricantes.

La base para obtener mediciones exactas de pH es un buen cuidado y calibración del electrodo de pH.

Embalaje fiable

Se suministra en un embalaje hermético que garantiza su periodo de validez.

Especificaciones

Ajustes del envase:	Sobres de reactivo en polvo
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Tampón de calibración de pH
Notas especiales:	Deseche la solución preparada después de usarla
Trazable a NIST:	Sí
Valor(es) de pH:	8,00 $\pm$ 0,02 pH a 25 °C
Vida útil:	24 meses
Volumen / tamaño de embalaje:	15 unidades
¿Codificada por colores?:	No