



Kit para Cloro libre y total y pH, modelo CN-67

Ref. producto: 1411100
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Control del Cloro y el pH en piscinas y spas para mantener la condición higiénica de las aguas y para proteger el sistema frente a la corrosión. Se suministra con discos de color y un comparador para supervisar el Cloro y el pH; el test kit de Cloro libre y total y de pH ofrece mayor precisión que los test kits que utilizan cubetas de color o comparadores escalonados. ofrece mayor precisión que los kits de prueba que utilizan cubos de color o comparadores escalonados.

Uno de los test kits más populares de Hach

Incluye discos de color y un comparador para monitorizar el Cloro y el pH

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta caja de transporte para el análisis en campo

Especificaciones

Aplicación:	Piscinas y Spas
Número de tests:	300
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	Unidades de pH 6,6-8,4
Rango de medición (2):	0-3,4 mg/l