



Sobres de reactivo en polvo, NitraVer 6, nitrato, 30 mL, paquete de 1000

Ref. producto:

1411928

EUR Precio:

Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Peligroso



Para la determinación de nitrato en rango bajo mediante el método de reducción con cadmio. Rango: hasta 0,50 mg/L como nitrato-N. Utilizar con NitraVer 3. Tamaño de la muestra: 30 mL.

Especificaciones

Método:

Reducción con cadmio

Plataforma:

Powder Pillows