



## Sobres de reactivo en polvo, NitraVer 6, nitrato, 5 mL, paquete de 100

**Ref. producto:**

**1412099**

EUR Precio:

Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

**Peligroso**



Para la determinación de nitrato en rango bajo mediante el método de reducción con cadmio. Para uso con test kits visuales de Hach. Utilizar con NitraVer 3. Tamaño de la muestra: 5 mL.

---

### Especificaciones

Método:

Reducción con cadmio

Plataforma:

Powder Pillows