



Solución estándar de color, 500 unidades de Pt-Co, 1 L

Ref. producto:

141453

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Estándar para aseguramiento de la calidad analítica para mediciones de color.

Para chequeo de exactitud en determinaciones de Color. 500 unidades de platino-cobalto. Botella 1 litro.

Especificaciones

Concentración:	500 unidades de Pt-Co
Descripción:	Solución estándar de color, 500 unidades de Pt-Co, 1 L
Parámetro:	Color
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	1 L 1