



Sobres de tampón de nutrientes para DBO, 300 mL, paquete de 50

Ref. producto: 1416066
EUR Precio: Contáctenos
Disponible

Reactivos de DBO

Para la preparación de agua de dilución de DBO5. Cada sobre combina el tampón especificado por APHA y nutrientes para preparar 300 mL de agua de dilución. Paquete de 50 sobres.

Especificaciones

Ajustes del envase:	Sobres de reactivo en polvo
Aplicación:	Preparación de agua de dilución
Descripción:	Nutrientes y tampón
Fórmula:	Nutrientes y tampón
Parámetro:	DBO
Plataforma:	Powder Pillows
Volumen / tamaño de embalaje:	50 unidades

Accesorios requeridos

- Inóculo de cultivo para DBO, Polyseed, paquete de 50 cápsulas (Item 2918700)
- Solución estándar para DBO, 300 mg/L, paquete de 16 ampollas Voluette de 10 mL (Item 1486510)
- Inhibidor de nitrificación para DBO, fórmula 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)