



Solución estándar de hierro, 100 mg/L como Fe (NIST), 100 mL

Ref. producto:

1417542

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para comprobar la exactitud de las determinaciones de hierro

Especificaciones

Concentración:	100 mg/L Fe
Descripción:	Solución estándar de hierro, 100,0 mg/l de Fe (NIST), 100 ml
Parámetro:	Hierro
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	100 mL