



## MolyVer 3 Molibdeno Powder Pillows (3)

**Ref. producto:**

**1417869**

**Peligroso**

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Molibdeno alto rango (0-40,0 mg/l Mo), Método Ácido mercaptoacético. Para 25 ml de muestra.

---

### Especificaciones

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Método:                       | Mercaptoacetic Acid |
| Número de tests:              | 100                 |
| Número del método:            | 8036                |
| Parámetro:                    | Parameter           |
| Plataforma:                   | Powder Pillows      |
| Volumen / tamaño de embalaje: | 100 /pk             |