



Sobres de reactivo en polvo, CuVer 1, cobre, 25 mL, paquete de 1000

Ref. producto:

1418828

Peligroso

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Para la determinación de cobre con el método del bicinconinato. Rango: hasta 5,00 mg/L Cu. Conforme a EPA - Método Hach 8506. Tamaño de la muestra: 25 mL. Paquete de 1000 sobres de reactivo en polvo

Especificaciones

EPA compliant:	Sí
Instrumento:	DR/3000, DR/2000
Método:	Bicinconinato
Número de tests:	1000
Número del método:	8506
Plataforma:	Powder Pillows
Rango de medición:	0,04 - 5,00 mg/L Cu