



## CuVer 1 Cobre, reactivo Powder Pillow, 0,04-5,00 mg/L Cu

**Ref. producto:**

**1418899**

**Peligroso**

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible



Reactivo en polvo en sobres cerrados para la determinación de Cobre, Método Bicinconinato. Para muestras de 25 mL. Pk 100

### Especificaciones

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| EPA compliant:                | Sí                  |
| Instrumento:                  | DR 3000, DR 2000    |
| Método:                       | Bicinconinato       |
| Número de tests:              | 100                 |
| Número del método:            | 8506                |
| Parámetro:                    | Cobre               |
| Plataforma:                   | Powder Pillows      |
| Rango de medición:            | 0,04 - 5,00 mg/L Cu |
| Volumen / tamaño de embalaje: | 100 uds             |