



Test kit para molibdato, modelo MO-2

Ref. producto:

1419301

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Peligroso



Los molibdatos se utilizan más como inhibidores de corrosión que los cromatos ya que poseen una toxicidad menor. El alto coste de estos tratamientos explica que se controle cuidadosamente la concentración. Los reactivos del kit reaccionan con el molibdato para formar un color amarillo, que se mide con un disco de color.

Los reactivos del kit reaccionan con el molibdato para formar un color amarillo, que se mide con un método de disco de color fácil de usar

Monitoriza de forma eficaz los inhibidores de corrosión

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.2
	1
Método:	Disco de color/ ácido mercaptoacético
Modelo de Test Kit:	MO-2
Número de tests:	100
Parámetro:	Molibdato: como molibdeno
Peso de envío:	3
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0-8 mg/L Mo
Rango de medición (2):	0-40 mg/L Mo
Tpo de carcasa:	F