



Kit de pruebas de disco de color de cobre, modelo CU-5

Ref. producto: 1421300
EUR Precio: Contáctenos
Llamar para consultar fecha de envío

El cobre puede estar en aguas naturales y residuales en la forma de sal soluble o de sólidos suspendidos. Es esencial para plantas y animales en pequeñas cantidades, y las concentraciones que superen 0,1 mg/L son útiles para controlar el crecimiento de algas y plancton. Las cantidades van desde

El sencillo método de disco de color de bajo costo es el método de kit de pruebas visuales más preciso.

El kit contiene todos los reactivos y aparatos requeridos en un maletín resistente para realizar análisis en campo.

Especificaciones

Incremento mínimo:	0.1
Método:	Color-disc/Bicinchoninate
Modelo de Test Kit:	CU-5
Número de tests:	100 F
Parámetro:	Copper - As free Cu
Peso de envío:	1
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 4 mg/L Cu
Tpo de carcasa:	B

Contenido de la caja

Incluye un reactivo, disco de color, caja de comparación, dos tubos de visualización, instrucciones y caja de transporte.