



Solución de cloruro cobalto, 500 mL

Ref. producto: 1422249
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Peligroso



Solución de cloruro cobalto, botella 500 mL

Para calibración de OD de punto cero para la linearización espectrofotométrica.

Especificaciones

Ajustes del envase:	Botella
Aplicación:	Calibración
Descripción:	Catalizador
Fórmula:	CoCl ₂
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	500 mL