



Solución estándar nitrógeno nitrato, 500 mg/L como NO₃-N (NIST), pk/16 - ampollas Voluette 10 mL

Ref. producto: 1426010
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Para verificaciones de exactitud en las determinaciones de nitrógeno nitrato

Controles sencillos de exactitud

Los estándares en ampollas Voluette y PourRite están diseñados para trabajar directamente en las verificaciones de exactitud de los procedimientos y el software de los fotómetros de Hach. Utilice la Pipeta TenSette para agregar adiciones precisas de estándar y comprobar el porcentaje de recuperación, para confirmar el rendimiento del sistema analítico.

Minimice los residuos generados

Abra una nueva ampolla de estándar para cada verificación de exactitud. Cada ampolla contiene suficiente estándar para una serie de adiciones estándar.

Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones estándar.

Especificaciones

Concentración:	500 mg/L
Descripción:	Estándar de Nitrato como NO ₃ ⁻ -N
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	mL/16