



Solución estándar de cloro, de 50 a 75 mg/L como Cl₂ (NIST)

Ref. producto: 1426810
EUR Precio: Contáctenos
Disponible

Estándar monoparámetro para aseguramiento de la calidad analítica.

Para chequeos de exactitud en determinaciones de Cloro. Pack de 16 ampollas de 10 mL. Concentración de lote específico mostrada en la etiqueta.

Chequeos de exactitud simples

Los standards en ampollas Voluette y PourRite están diseñados para trabajar directamente en adiciones de Standard en los chequeos de exactitud de los procedimientos de Hach y seguidos por el software del fotómetro. Utilice la pipeta TenSette para añadir adiciones precisas de standard y chequear el porcentaje de recuperación, para confirmar el correcto funcionamiento del sistema analítico.

Minimice residuos

Abra una nueva ampolla para cada chequeo de exactitud. Cada ampolla contiene suficiente cantidad de standard para un set de adiciones.

Resultados fiables

Las ampollas selladas previenen la contaminación accidental o la evaporación de las soluciones standard.

Especificaciones

Concentración:	50 - 75 mg/L Cl ₂
Descripción:	Solución estándar de cloro, de 50 a 75 mg/l como Cl ₂ , 10 ml, paquete de 16 (NIST)
Parámetro:	Cloro
Plataforma:	Solución
Volumen / tamaño de embalaje:	Paquete